

## 家庭用電気マッサージ器を正しく使いましょう ～誤った使用方法による窒息に注意～

家庭用電気マッサージ器による窒息事故の防止については、平成26年6月25日の危害危険情報「家庭用電気マッサージ器の適正な使用について～誤った使用方法により窒息死が発生しています～」でお知らせしているところですが、本年7月にも家庭用電気マッサージ器をカバーのない状態で使用し、衣服が巻き込まれ窒息死する事故が発生しています。

事故があった機器の製造事業者は、誤った使用方法により死亡や重傷を負う可能性があることから、**該当製品の使用中止**を呼びかけています。

### 事業者が使用中止を求めている家庭用電気マッサージ器

製造業者名：株式会社的場電機製作所

商品名：①アルビシェイプアップローラー

（販売期間：昭和58年～平成2年、販売台数約42万台）

②シェイプアップローラーⅡ

（販売期間：昭和63年～平成8年、販売台数約36万台）



シェイプアップ  
ローラーⅡ

【詳しい情報はこちら】

「[家庭用ローラー式電気マッサージ器の使用中止のお願い](#)」株式会社的場電機製作所

事故があった製品に限らず、家庭用電気マッサージ器では、次のことを守ってください。



**必ず守ってください！！**

○家庭用電気マッサージ器の使用にあたっては、取扱説明書をよく読み、**正しく使用してください！**

○**ローラー部のカバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください！**

#### 【関連情報】

○厚生労働省

「家庭用電気マッサージ器の不適正な使用により死亡事故が発生しています」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173240.html>

「家庭用電気マッサージ器の正しい使用について(注意喚起)」

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000048807.html>

○一般社団法人日本ホームヘルス機器協会 「家庭用マッサージ器の適正使用のお願い」

<http://www.hapi.or.jp/caution/index.html>

問合せ先 生活文化局消費生活部生活安全課

TEL 03-5388-3055