

家庭用電気マッサージ器の適正な使用について ～誤った使用方法により窒息死が発生しています～

厚生労働省が公表した情報によると、本年5月に家庭用電気マッサージ器の誤った使用（ローラー部の「布カバー」を外れた状態で使用、本来足に使用するものを背中に使用）により、衣服がローラー部に巻き込まれ窒息死する事故が発生しました。

事故があった機器の製造販売業者は、該当製品の使用中止を呼びかけていますが、同じような事故が過去にも発生しており、誤った使用は大変に危険です。

★過去の事件事例★

- ローラー部の布カバーを外した状態で使用し、衣服が巻き込まれたことにより、窒息し死亡した。
- ローラー部の布カバーが破れた状態で使用し、マフラーが巻き込まれたことにより、窒息し死亡した。



必ず守ってください！！

- 家庭用電気マッサージ器の使用にあたっては、取扱説明書をよく読み、正しく使用してください！
- ローラー部のカバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください！

★関連情報★

- 厚生労働省報道発表資料
「ローラー型家庭用電気マッサージ器による窒息事故の防止について」
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048680.html>
「家庭用電気マッサージ器の正しい使用について(注意喚起)」
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000048807.html>
- 株式会社の場電機製作所公表資料
「使用中止のお願い」
<http://www.matoba.co.jp/health/info/attention.html>